

## СВИНОВОДСТВО



## КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

Выпуск III / 2017

COMPLETE VET CLINICS OFFER

[WWW.POLNET-WET.PL](http://WWW.POLNET-WET.PL)

**ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ**

СТР. 3

1

**ЛАБОРАТОРИЯ**

СТР. 9

2

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

СТР. 13

3

**ИНЪЕКЦИЯ**

СТР. 17

4

**ЗАШИВАНИЕ**

СТР. 23

5

**ПЕРЕГОН И ПОГОНЯЛА**

СТР. 25

6

**УХОД**

СТР. 29

7

**АППАРАТУРА**

СТР. 39

8

**ХИМИЯ И МАТЫ**

СТР. 45

9

**МАРКИРОВКА**

СТР. 55

10



## КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СВИНОФЕРМ

- СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ
- МИКРОКЛИМАТ
- СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА
- СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ
- ЛАГУНЫ



# ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

# 1

ТВОЙ

**ПАРТНЕР**

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ



**КОММАНДИТНОЕ  
ОБЩЕСТВО ООО POLNET  
И ПАРТНЕРЫ**

62-080 Тарново Подгорне  
ул. Совия, 13 Б  
тел.: + 48 61 657 67 00,  
факс: +48 61 657 67 67  
e-mail: office@poznan.pl

[www.polnet.pl](http://www.polnet.pl)





### Бутылка для спермы

Бутылка с колпачком.  
Предлагаемые цвета колпачков: красный, синий, зеленый, желтый и белый.

№ в кат. -12



### Туба для спермы

Емкость до 100 мл. С системой для легкого открывания.  
Предлагаемые цвета: красный, зеленый и синий.

№ в кат. 50311



### Пакетик

Пакетик, как и бутылка или туба, служит в качестве емкости, в которой хранится сперма.

№ в кат. pk101

### Катетер „оливка” для искусственного осеменения свиноматок

С колпачком.  
Розничная упаковка.

№ в кат. 5039



### Катетер „оливка” для искусственного осеменения свинок

С колпачком.  
Розничная упаковка.

№ в кат. 5050



### Катетер для свиноматок «оливка» с колпачком

Без колпачка.  
Это позволяет легко и точно вводить сперму в половые органы свинок.  
Розничная упаковка.

№ в кат. 5038



### Гель стерильный

Предназначен для искусственного осеменения.  
Емкость 250 мл

№ в кат. 340625



### Гель стерильный 0,5 л

Предназначен для искусственного осеменения.  
Емкость 0,5 л.

№ в кат. 4509976



### Катетер спиральный для искусственного осеменения свиноматок

С колпачком. Имеет специальную манжету, предотвращающую возврат спермы. Розничная упаковка.

№ в кат. 5039-3



### Катетер для глубокого искусственного осеменения синий

Двухдырочный.  
Розничная упаковка.

№ в кат. 5039-4



### Разбавитель BTS

Продукт позволяет разбавлять сперму и поддерживать ее функциональную активность в течение 3 дней.

№ в кат.	Наименование
BTS50	Разбавитель для спермы BTS 50 г
BTS250	Разбавитель для спермы BTS 250 г



### Разбавитель KRONOS

Продукт позволяет разбавлять сперму и поддерживать ее функциональную активность в течение 6 дней.

№ в кат.	Наименование
KRO50	Разбавитель для спермы KRONOS 50 г
KRO250	Разбавитель для спермы KRONOS 250 г







### Пакет в термос

20 x 40 мм.  
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. **291987**



### Пакет для разливания спермы

С "носиком".  
Емкость 5 л. Упаковка содержит 100 штук.


№ в кат. **291990**



### Фильтры к термосу

Диаметр 24 см.  
Упаковка содержит 200 штук.

№ в кат. **2258**



### Пакетики в термос для спермы с фильтром

Пакетики имеют шкалу емкости.  
Шкала емкости до 2 литров.  
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. **291988**



### Термос для взятия спермы

Термос служит для взятия спермы.  
Предварительно выстланный пакетиком 20 x 40 см  
и фильтровальной бумагой/фильтром.

№ в кат. **340168**

### Перчатки родовые для искусственного осеменения

Зеленые.  
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. **260685S**



### Перчатки с петлей

Зеленые.  
Упаковка содержит 50 штук.

№ в кат. **260724S**



### Перчатки для ректального исследования

Красные.  
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. **260690**



1

**Соединительный элемент катетера**

Соединительный элемент служит для облегчения соединения катетера с бутылкой или тубой.



№ в кат. **340219**

**Гель для рук и ветеринарных инструментов**

Емкость 1000 мл.

№ в кат. **180545P**

**Фантом**

Выполнен из толстого пластика ПВХ, облегчающего дезинфекцию и поддержание в чистоте. Две ножки с регулируемой высотой и углом наклона. Основание выполнено из толстого листового металла и позволяет жесткое крепление. Две подставки для ног хряка облегчают взятие спермы. Основание и ножки выполнены из оцинкованной стали. Прочная конструкция, позволяющая на длительное использование.

№ в кат. **ROL\_fantom**

**Зажим для искусственного осеменения**

Зажим для искусственного осеменения отлично стимулирует свиноматку имитируя сады (охват конечностями самца).

№ в кат. **POPPEĞ**

**Шприц-пробирка для взятия сыворотки крови**

7,5 мл с двойным кодом.

№ в кат. **100601**

ЛАБОРАТОРИЯ

2





### Дозаторы пипеточные автоматические DISCOVERY PRO

№ в кат.	Наименование/размеры
2240	Дозатор пипеточный автоматический 1-канальный, фиксированный объем
2241	Дозатор пипеточный автоматический 1-канальный, переменный объем

При заказе, пожалуйста, указывайте емкость пипетки.

### Фотоколориметр цифровой

Служит для оценки концентрации спермы.

№ в кат. **C60700**



### Мерный стакан

№ в кат.	Наименование
999381	Стекланный стакан, емк. 1 л
999382	Стекланный стакан, емк. 2 л
999383	Стекланный стакан, емк. 3 л
999385	Стекланный стакан, емк. 4 л
KAM1L	Пластиковый стакан, емк. 1 л
KAM2L	Пластиковый стакан, емк. 2 л
KAM3L	Пластиковый стакан, емк. 3 л



### Пипетки стеклянные

Пипетки стеклянные, емкостью 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл. Идеально подходят для многократного отмеривания исследуемого вещества.

№ в кат. **2242**



### Наконечники для пипеточных дозаторов

Синие, желтые. Позволяют отмеривать от 1 до 200 мкл. Упаковка содержит 250 штук.

№ в кат. **8500**



### Стекла предметные

Неполированные. 76 x 26 мм. Упаковка содержит 50 штук.


№ в кат. **-290270**



### Стекла покровные

18 x 18 мм. Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. **290284**





### Микроскоп. Тип SME-F MONO

- увеличение 40x - 1600x;
- револьверный держатель, 4-позиционный;
- монокулярная насадка;
- окуляры CFWE 10 x;
- объективы 4x, 10x, 40x, 100x;
- фокусировка коаксиальный механизм микро-макро;
- механический столик;
- конденсор Abbe N.A.=1,25;
- галогенное освещение.

№ в кат. **91254-1**



### Микроскоп. Тип SME-F BINO

- увеличение 40 x - 1600 x;
- револьверный держатель, 4-позиционный;
- бинокулярная насадка;
- окуляры CFWE 10x;
- объективы 4x, 10x, 40x, 100x;
- фокусировка коаксиальный механизм микро-макро;
- механический столик;
- конденсор Abbe N.A.=1,25;
- галогенное освещение.

№ в кат. **91255-1**



### Микроскоп. Тип SME-F-TRINO

- увеличение 40x - 1600x;
- револьверный держатель, 4-позиционный;
- тринокулярная насадка;
- окуляры CFWE 10 x;
- объективы 4x, 10x, 40x, 100x;
- фокусировка коаксиальный механизм микро-макро;
- механический столик;
- конденсор Abbe N.A.=1,25;
- галогенное освещение;
- возможность докупить камеру.

№ в кат. **91252-1**

*Относительно других типов микроскопов, пожалуйста, обращайтесь к представителю компании Polnet.*

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

# 3





ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПЕРМЫ



МОДЕЛЬ IA-311



МОДЕЛЬ IA-316

3

3



МОДЕЛЬ IA-314

ТЕРМОБОКСЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СПЕРМЫ



МОДЕЛЬ IA-324A  
МОДЕЛЬ IA-322A  
МОДЕЛЬ IA-320

Термобоксы для перевозки спермы оснащены последней генерации процессором для управления температурой. Следует помнить, что термобоксы не используются для хранения спермы на ферме и могут работать в непрерывном режиме не более 8 часов, после чего они должны быть выключены для охлаждения системы.



МОДЕЛЬ IA-335B

Наши холодильники для хранения спермы, оснащены процессорами последнего поколения, реагирующие на изменение температуры с точностью до 0,1 градуса.

Сделаны из высококачественных материалов на территории ЕС.

№ в кат.	Емкость [л]	Наружные размеры			Внутренние размеры			Потребляемая мощность [Вт]
		Выс. [см]	Шир. [см]	Дл. [см]	Выс. [см]	Шир. [см]	Дл. [см]	
IA-311	70	56	52,5	58,5	42,5	46,5	34	144
IA-314	140	84,5	49,5	59	73	43,5	50	186
IA-316	600	189	77,7	69,5	166	65,5	58	280

№ в кат.	Емкость [л]	Наружные размеры			Внутренние размеры		
		Выс. [см]	Шир. [см]	Дл. [см]	Выс. [см]	Шир. [см]	Дл. [см]
IA-324A	14	328	303	450	260	201	300
IA-322A	21	420	303	450	352	198	288
IA-320	35	460	376	550	350	365	340
IA-335	40	445	360	580	374	271	305
IA-335B	110	555	500	790	465	400	500

ВОДЯНЫЕ БАНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



3

№ в кат.	Емкость [л]	Наружные размеры			Внутренние размеры			Потребляемая мощность [Вт]
		Выс. [см]	Шир. [см]	Дл. [см]	Выс. [см]	Шир. [см]	Дл. [см]	
<b>IA - 208 / 208D</b>	5	240	330	180	150	300	150	600
<b>IA - 212/212D</b>	12	240	360	330	150	330	300	1200
<b>IA - 214/214D</b>	20	240	530	330	150	510	300	1600
<b>IA - 217/217D</b>	45	240	630	530	150	620	500	2500
<b>IA - 218</b>	50	360	890	500	200	740	400	2500

ВОДЯНЫЕ БАНИ ИЗ ПЛАСМАССЫ



- Емкость 12 литров с лотком из нержавеющей стали.
- Электронный термостат позволяет нагревать воду до температуры 37°C.

№ в кат. **IA-212A**

ИНЪЕКЦИЯ

4





### Автоматический шприц Socorex

Выполнен из высококачественных материалов. Обеспечивает точность дозирования и комфорт при работе. Элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали Luer. В комплект входит держатель для флакона. Также предлагаются модели со шлангом и двойные шприцы.

№ в кат.	Наименование
110674	Автоматический шприц Socorex, 0,5 мл
110675	Автоматический шприц Socorex, 1 мл
110679	Автоматический шприц Socorex, 2 мл
110680	Автоматический шприц Socorex, 5 мл
110682	Автоматический шприц Socorex, 10 мл



### Набор шлангов к Socorex

Набор служит для замены системы набирания лекарства из шприца. Для флаконов, емкостью свыше 100 мл, вставляется двусторонняя игла во флакон, и лекарство набирается с помощью шланга.

№ в кат. 110670

### Комплект ремонтный к Socorex 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 5 мл

В состав комплекта входят: 2 шарика, две пружинки и прокладки.

№ в кат.	Наименование
110671	Комплект для ремонта Socorex 0,5 мл
110676	Комплект для ремонта Socorex 1 мл
110684	Комплект для ремонта Socorex 2 мл
110685	Комплект для ремонта Socorex 5 мл

### Цилиндр для шприца Socorex

Стеклянный цилиндр к шприцам со шкалой.

№ в кат.	Наименование
110672	Цилиндр к шприцу Socorex, 0,5 мл
110677	Цилиндр к шприцу Socorex, 1 мл
110678	Цилиндр к шприцу Socorex, 2 мл
110681	Цилиндр к шприцу Socorex, 5 мл
110683	Цилиндр к шприцу Socorex, 10 мл

*Предлагаются также другие детали. о которых Вы можете спросить у торгового представителя компании POLnet*



### Шприц Prima Tech

С держателем для флакона.

№ в кат.	Наименование
344762	Шприц Prima Tech с держателем для флакона, емк. 2 мл
343413	Шприц Prima Tech, с держателем для флакона, емк. 5 мл



### Шприц Prima Tech

Со шлангом и корзинкой.

№ в кат.	Наименование
350398	Шприц Prima Tech со шлангом и корзинкой, емк. 2 мл
350381	Шприц Prima Tech со шлангом и корзинкой, емк. 5 мл



### Шприц Prima Tech 2 мл

С держателем для спрея и шлангом.

№ в кат. 357458

### Дополнительный спрей к шприцам Prima Tech

№ в кат.	Наименование
744700	синий
744710	зеленый
744720	красный





### Шприц пластиковый

Шприц выполнен из прочного материала, предназначен для многократного введения лекарства.

№ в кат.	Наименование
<b>112309</b>	Шприц пластиковый, емк. 5 мл
<b>112280</b>	Шприц пластиковый, емк. 10 мл
<b>112285</b>	Шприц пластиковый, емк. 20 мл

4



### Шприц Roux

Целиком выполнен из стали, стеклянный цилиндр, luer lock.

№ в кат.	Наименование
<b>112615</b>	Шприц Roux, емк. 10 мл
<b>112635</b>	Шприц Roux, емк. 30 мл
<b>112655</b>	Шприц Roux, емк. 50 мл



### Стеклянная вставка к шприцу Roux

Емкость: 30 или 50 мл.

№ в кат.	Наименование
<b>112630</b>	Стеклянная вставка к шприцу Roux, 10 мл
<b>112740</b>	Стеклянная вставка к шприцу Roux, 50 мл
<b>112745</b>	Стеклянная вставка к шприцу Roux, 30 мл

### Шприц ThaMa

Диапазон дозирования: 0,1-2 мл, а также 0,3-5 мл.  
Рекомендуется для терапевтического лечения свиней и крупного рогатого скота. Пригоден для вакцинации птиц. Отлично вводит препараты, как на водной, так и на масляной основе. Позволяет быстрое и точное дозирование.

№ в кат.	Наименование
<b>AST213</b>	Шприц ThaMa, 2 мл, с флаконом
<b>AST215A</b>	Шприц ThaMa, 5 мл, с флаконом
<b>AST240</b>	Шприц ThaMa, 2 мл, со шлангом
<b>AST005</b>	Цилиндр, 2 мл
<b>AST006</b>	Цилиндр, 5 мл
<b>AST002</b>	Комплект ремонтный, 2 мл
<b>AST003</b>	Комплект ремонтный, 5 мл
<b>AST001</b>	Набор шлангов



4

### Игла одноразовая

- сверхострое острие, обеспечивающее минимальное сопротивление кожной ткани и мышц во время инъекции;
- силиконовое покрытие иглы, уменьшающее до минимума сопротивление тканей при вкалывании;
- сверхтонкие стенки иглы, облегчающие введение жидкостей высокой вязкости;
- Упаковка содержит 100 шт.



№ в кат.	Наименование
<b>121250P</b>	Игла одноразовая 0,45 x 16 мм уп./100 шт.
<b>121112P</b>	Игла одноразовая 0,5 x 25 мм уп./100 шт.
<b>121253P</b>	Игла одноразовая 0,6 x 25 мм уп./100 шт.
<b>121255P</b>	Игла одноразовая 0,7 x 40 мм уп./100 шт.
<b>121254P</b>	Игла одноразовая 0,7 x 30 мм уп./100 шт.
<b>121256P</b>	Игла одноразовая 0,8 x 25 мм уп./100 шт.
<b>121258P</b>	Игла одноразовая 0,8 x 40 мм уп./100 шт.
<b>121142P</b>	Игла одноразовая 0,9 x 25 мм уп./100 шт.

№ в кат.	Наименование
<b>121143P</b>	Игла одноразовая 0,9 x 40 мм уп./100 шт.
<b>121260P</b>	Игла одноразовая 1,1 x 25 мм уп./100 шт.
<b>121262P</b>	Игла одноразовая 1,1 x 40 мм уп./100 шт.
<b>121264P</b>	Игла одноразовая 1,2 x 40 мм уп./100 шт.
<b>121266P</b>	Игла одноразовая 1,6 x 25 мм уп./100 шт.
<b>121268P</b>	Игла одноразовая 1,6 x 40 мм уп./100 шт.
<b>121269P</b>	Игла одноразовая 1,8 x 40 мм уп./100 шт.
<b>121350P</b>	Игла одноразовая 2,1 x 40 мм уп./100 шт.





## Игла

Лист. Упаковка содержит 12 штук. Игла многоразовая, полностью металлическая.



4

№ в кат.	диаметр [мм] x длина [мм]	
<b>120607H</b>	0,80 x 10 мм	20Gx3/8"
<b>120602H</b>	0,90 x 15 мм	20Gx5/8"
<b>120603H</b>	1,00 x 10 мм	19Gx3/8"
<b>120613H</b>	1,00 x 15 мм	19Gx5/8"
<b>120614H</b>	1,00 x 20 мм	19Gx3/4"
<b>120615H</b>	1,00 x 25 мм	19Gx1"
<b>120722H</b>	1,20 x 15 мм	18Gx 5/8"
<b>120624H</b>	1,20 x 20 мм	18Gx 3/4"
<b>120723H</b>	1,20 x 25 мм	18Gx 1"
<b>120721H</b>	1,20 x 30 мм	18Gx11/4"
<b>120622H</b>	1,20 x 40 мм	18Gx11/2"
<b>120735H</b>	1,40 x 20 мм	17Gx 3/4"
<b>120728H</b>	1,40 x 25 мм	17Gx 1"

№ в кат.	диаметр [мм] x длина [мм]	
<b>120729H</b>	1,40 x 35 мм	17Gx13/8"
<b>120743H</b>	1,60 x 15 мм	16Gx 5/8"
<b>120744H</b>	1,60 x 25 мм	16Gx 1"
<b>120742H</b>	1,60 x 30 мм	16Gx11/4"
<b>120745H</b>	1,60 x 40 мм	16Gx11/2"
<b>120752H</b>	1,80 x 25 мм	15Gx 1"
<b>120753H</b>	1,80 x 40 мм	15Gx11/2"
<b>120755H</b>	2,00 x 15 мм	14Gx 5/8"
<b>120759H</b>	2,00 x 20 мм	14Gx 3/4"
<b>120763H</b>	2,00 x 30 мм	14Gx11/4"
<b>120824H</b>	2,00 x 40 мм	14Gx11/2"
<b>120826H</b>	2,00 x 50 мм	14Gx13/8"

## ЗАШИВАНИЕ

5





### Иглы хирургические, 1/2 окружности

Предлагаются размеры 1-15 и 000, 00, 0.  
Выполнены из наилучшей стали, острые, прочные.

№ в кат. **20710** - иглы острые  
№ в кат. **20715** - иглы округлые



### Игла закругленная, 3/8 окружности

Предлагаются размеры 1-15 и 000, 00, 0.

№ в кат. **20700** - иглы острые  
№ в кат. **20705** - иглы округлые



### Нити хирургические из натурального шелка

№ в кат.	Толщина	Рулон [м]
<b>010-199</b>	0000	50
<b>010-290</b>	000	50
<b>010-392</b>	00	50
<b>010-494</b>	0	50
<b>010-596</b>	1	50
<b>010-698</b>	2	50
<b>010-790</b>	3	50
<b>010-891</b>	4	50
<b>010-993</b>	5	50
<b>010-098</b>	6	50
<b>010-190</b>	7	50



### Иглодержатель Матье Стандарт

14 см, стандарт.  
№ в кат. **151721S**

17 см, стандарт.  
№ в кат. **151724S**



### Иглодержатель Матье Премиум

- выполнен из нержавеющей стали;
- гарантия качества и долговечности;
- вольфрамовые наконечники.

№ в кат.	Описание	Длина
<b>151721P</b>	Иглодержатель МАТЬЕ	17 см
<b>151756P</b>	Иглодержатель МАТЬЕ	20 см

# ПЕРЕГОН И ПОГОНЯНИЕ

# 6





### Панель сортировочная

Идеально подходит для работы в свинарнике. Выполнена из легкого пластика. Очень легко чистится и дезинфицируется. Красный цвет вызывает более быструю реакцию животных. Один человек может одновременно работать с панелью для перегона и погонялом. Эргономичные ручки, облегчающие переноску.

№ в кат.	Наименование
<b>210006</b>	Панель сортировочная, 46 x 76 см
<b>210007</b>	Панель сортировочная, 96 x 76 см
<b>210008</b>	Панель сортировочная, 125 x 76 см



### Панель для перегона

Гибкая панель для перегона, сортировки и ограждения свиней разного возраста. Выполнена из неломкой и очень стойкой к износу пластмассы. Легкая. Обеспечивает работу в соответствии с требованиями по охране здоровья животных.

№ в кат.	Наименование / Wymiary [mm]
<b>Septor 1</b>	Панель для перегона / 2000 x 650 x 3
<b>Septor 2</b>	Панель для перегона / 2000 x 750 x 3
<b>Septor 3</b>	Панель для перегона / 2000 x 850 x 3

### Погонялка электрическая Picador

Хорошо работает в условиях повышенной влажности. К устройству можно подключить пластиковый удлинитель длиной 750 мм (210021). Питание от двух батареек 1,5 В.

№ в кат.	Наименование
<b>210020</b>	Погонялка электрическая PICADOR
<b>210021</b>	Удлинитель для погонялки PICADOR, дл. 75 см



### Погонялка электрическая Robset

Надежная пластиковая конструкция. Питание 3 x R14. Прекрасно работает во влажной среде.

№ в кат.	Наименование
<b>Z13400</b>	Погонялка электрическая Robset, дл. 70 см
<b>Z13210</b>	Погонялка электрическая Robset, дл. 90 см



### Погонялка электрическая Magic Shot 1500

№ в кат. **01-2716**



### Погонялка электрическая аккумуляторная Magic Shot 2500

Красная.


№ в кат. **01-2718**



### Удлинитель для погонялки Magic Shot

57 см.

№ в кат. **01-2723**



### Погонялка электрическая HAUPTNER

Надежная, простая в использовании. Питание от двух батареек 1,5 В (пальчиковые). Корпус выполнен из пластмассы с продленным сроком службы.

№ в кат. **6095000**

### Удлинитель к погонялке HAUPTNER



№ в кат. **06096000**



### Погонялка «весло»

Элемент для погоняния животных, изготовлен из пластика. Находящийся внутри пенополистирол создает шум, который беспокоит свиней. Не оставляет следов на мясе.


№ в кат. **1581-126027**



### Погонялка «колотушка»

Выполнена из пластика. При правильном использовании, легком ударе вызывает громкий шум. Длина 45 см.

№ в кат. **59000**



### Петля с крюком короткая

Длина 25 см.

№ в кат. **POSKROM**



### Петля для свиней с ручкой

Надежная модель.  
Длина 80 см.  
Черенок выполнен из нержавеющей стали.  
Предлагаются сменные тросики (№ в кат. **210347**).

№ в кат. **210346**





### Электрический прибор и нож для купирования хвостов

№ в кат.	Наименование
<b>903314</b>	Электрический прибор для купирования хвостов
<b>0903314</b>	Нож к электрическому прибору для купирования хвостов



### Аппарат для купирования хвостов

Газовая модель. Для быстрого и безболезненного купирования хвостов у поросят. Обрезает и одновременно прижигает хвосты, так что риск инфицирования сведен к минимуму. Экономичный - купирует хвосты свыше 120 поросятам с одной заправкой. Комплект в сборе содержит устройство для обрезания хвостов со свободным ножом и баллончик, 200 мл газа.

№ в кат. **210095**



### Газ к устройству для купирования хвостов

Емкость 300 мл.

№ в кат. **0904857**



### Сменный нож к устройству для купирования хвостов

№ в кат. **210100**



### Сменная вставка к газовому устройству для купирования хвостов

№ в кат. **210102**

### Ручка-держатель скальпеля №4

Рассчитана на лезвий № 22, 23, 24.

№ в кат. **141110P**



### Лезвия скальпеля

Подходят для держателя № 4.  
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат.	Наименование
<b>141141A</b>	Лезвия скальпеля № 23
<b>141182A</b>	Лезвия скальпеля № 24



### Зажимы для пуповины

№ в кат. **142131**



### Станок для кастрации поросят

Для установки на перегородке  
в родильной клетке.  
Гигиеничный и легко чистится.

№ в кат. **1578-040202**



### Эмаскулятор

Клещи для кастрации поросят и кабанчиков, выполненные из нержавеющей стали.  
Специальная конструкция режущего лезвия размозжает кровеносные сосуды и семявыносящие протоки.

№ в кат. **200050P**





### Клещи для кастрации поросят

Длина 23 см, выполнены из нержавеющей стали. Определенно ускорить кастрацию в больших стадах. Удобны при применении. Имеют лезвие скальпеля.

№ в кат. **240574**



### Алюспрей

Дезинфицирующее средство в виде спрея. Емкость 250 мл.

№ в кат. **161060**



### Тележка для ухода

Тележка обеспечивает комфортную работу при уходе за поросятами.

№ в кат. **3409818A**

7



### Тележка для транспортировки мертвых животных

Грузоподъемность 800 кг.

№ в кат. **3004884**

### Путы для поросят

Путы служат для связывания ног, чтобы не допускать их разъезжания.

№ в кат. **0704323**



### Шлифовальная головка алмазная

Алмазная головка к шлифовальной машине для зубов поросят.

№ в кат. **240562**



### Алюминиевая крышка для шлифовального камня

№ в кат. **240571**



### Шлифовальная машина для зубов поросят 220 В

Защищенная алмазная рабочая головка выполняет процедуру быстро и без повреждения десен. Вес устройства не превышает 800 г.

№ в кат. **240563**



7

### Щипцы для обрезки зубов у поросят

Длина 15 см.

№ в кат. **240570 P**

Длина 13 см.

№ в кат. **240566 P**



### Рулетка зоометрическая Rondo

Используется для измерения веса забитых свиней и крупного рогатого скота. Автоматическое сматывание в пластиковую упаковку при нажатии на кнопку.

№ в кат. **240589**



### Спрей от каннибализма 200 мл

Препарат служит для недопущения обкусывания хвостов животными.

№ в кат. **1592-340602**



### Стимулятор охоты - спрей 250 мл

Препарат применяется для стимуляции охоты при искусственном осеменении. Предлагается также в емкости 80 мл.

№ в кат. **4509922**



№ в кат.	Наименование
<b>4509922</b>	Стимулятор охоты - спрей, 250 мл
<b>241129</b>	Стимулятор охоты - спрей, 80 мл

### Излучатель белый POLnet

Мощность 175 Вт. Толстое стекло. Стандартная резьба лампы накаливания позволяет устанавливать ее как в специальные излучательные плафоны (продлевающие срок их службы), так и в стандартные плафоны. Гарантия 1 год.

№ в кат. **HELPAR175WBia**



### Излучатель красный POLnet

Мощность 175 Вт. Толстое стекло. Стандартная резьба лампы накаливания позволяет устанавливать ее как в специальные излучательные плафоны (продлевающие срок их службы), так и в стандартные плафоны. Гарантия 1 год.

№ в кат. **HELPAR175Wczerwony**



### Излучатель белый Interheat 175 Вт

Мощность 175 Вт. Толстое стекло. Специальная система крепления стекла на резьбе не позволяет стеклу сорваться с резьбы. Гарантия 1 год.

№ в кат. **Inter-175 W-biały**







### Плафон для излучателя

Эффективно защищает лампу накаливания от механических повреждений.

Легко монтируется и обслуживается.

Плафон имеет крюк, позволяющий подвешивать его на цепочке. Фонарь из нержавеющей стали обеспечивает поддержание гигиены.

Из плафона выведен силовой кабель длиной 2,5 м.

Представленная модель дополнительно оснащена переключателем, уменьшающим потребляемую мощность на 50%.

№ в кат. **OLK-OPR S-281**



### Лампа инсектицидная поражающая 2 x 15 Вт

- лампа поражающая в корпусе из алюминия;
- в комплекте 2 люминесцентные лампы 15 Вт;
- зона действия: 75 м<sup>2</sup>;
- длина: 52,5 см;
- ширина: 10,5 см;
- высота: 32 см.

№ в кат. **-13-LER30**



### Лампа инсектицидная HALLEY 2138-S

- насекомые погибают от электрического импульса без использования химических веществ;
- корпус изготовлен из алюминия;
- напряжение: 4000 В;
- мощность: 2 x 15 Вт;
- макс. зона действия: 150 м<sup>2</sup>;
- размеры: 51 x 39 x 12 см.

№ в кат. **12-0080**

### Перчатки виниловые

Не содержат талька.  
Упаковка 100 штук.

№ в кат.	Наименование
<b>260792 P</b>	Перчатки виниловые, не содержащие присыпки, размер М
<b>260793 P</b>	Перчатки виниловые, не содержащие присыпки, размер L
<b>260795 P</b>	Перчатки виниловые, не содержащие присыпки, размер XL

### Перчатки латексные

- перчатки содержат в своем составе латекс;
- одноразовые; • наивысшее качество исполнения;
  - эластичные; • прочные на разрыв;
- с небольшим количеством присыпки.
  - упаковка 100 штук.

№ в кат.	Наименование
<b>260801 P</b>	Перчатки латексные, маленькие
<b>260802 P</b>	Перчатки латексные, средние
<b>260803 P</b>	Перчатки латексные, большие
<b>260805 P</b>	Перчатки латексные, очень большие

### Перчатки нитриловые

- перчатки содержат в своем составе нитрил;
  - перчатки синего цвета;
- одноразовые; • наивысшее качество исполнения;
  - слегка эластичные;
  - прочные на разрыв;
- с небольшим количеством присыпки;
  - упаковка 100 штук.

№ в кат.	Наименование
<b>260681_N</b>	Перчатки нитриловые, размер М
<b>260682_N</b>	Перчатки нитриловые, размер L
<b>260683_N</b>	Перчатки нитриловые, размер XL







### Электронная метеостанция

- отображает внутреннюю температуру и влажность воздуха;
- измерения в градусах Цельсия или Фаренгейта;
- отображает время, функция будильника с повтором;
- отображает дату, календарь и дни недели;
- отображает графическую метеостанцию;
- отображает фазы Луны;
- отображает сохраненные минимальные и максимальные значения температуры и влажности;
- диапазон измерения: 0°C-50°C (32,0°F-122,0°F);
- точность измерения: ± 1°C (2°F).

№ в кат. **78-1010**



### Термометр MINI-MAX

- не содержит ртути;
- пластиковый корпус;
- показывает минимальную и максимальную температуру воздуха в помещении.

№ в кат. **10-5105**

### Цифровой ультразвуковой сканер USG Kaixin MSU1

USG MSU1 разработан таким образом, чтобы обеспечить наиболее удобное исследование пациента. Аппарат может быть закреплен на предплечье, он легкий (около 1 кг), простой в эксплуатации, легко обслуживается и носится. Имеет 4 способа крепления: запястье, крепление на шею, висящая сумка, защищающая от прямых солнечных лучей и настольный штатив.

- 5,7" цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением, высокая яркость, отличный контраст;
- измерения OB, EDD и GA для крупного рогатого скота, лошадей, овец, собак, кошек, коз, свиней и лам;
- Доступные языки: Китайский/Английский;
- 5 уровней регулировки глубины с макс. 200 мм;
- Режим сканирования: B, 2B, 4B, B/M, M;
- Запись изображения: 100 кадров постоянной памяти;
- 8-цветное изображение (в т.ч. Ч/Б);
- Порт USB с высокой пропускной способностью, с поддержкой диска U;
- Двойной режим TV выхода: PAL/NTSC подключение к принтеру и очкам;
- Мышь дополнительно;
- Возможность остановки изображения;
- Водостойкий, пылестойкий экран.

№ в кат. **KAIXIN 2**

### USG KAIXIN 5200 V

#### Много практических функций:

- Режимы сканирования: B, 2B, 4B, B/M, M;
- Весь диапазон изображений с восемью уровнями регулировки глубины;
- Динамический диапазон: 27-90 дБ, визуальная регулировка;
- Функция локального увеличения;
- Запись изображения: 100 кадров постоянной памяти без потери изображения, когда аппарат выключен;
- петля записи: 256 кадров;
- Порт USB-A с высокой пропускной способностью: поддерживает флэш-память большой емкости и мышку;
- Порт USB-B с высокой пропускной способностью: служит для передачи изображений на компьютер (при необходимости в Case Report Processing Software).

#### Профессиональное программное обеспечение для ветеринарии:

- Стандартные измерения: расстояние, периметр, площадь, объем и т.п.;
- Измерения OB: крупного рогатого скота, лошадей, овец, собак, кошек, коз, лам, неделя беременности и предполагаемая дата родов;
- Кардиологические измерения: глубина, наклон, частота сердечных сокращений, цикл.

№ в кат. **KAIXIN 1**

### Детектор супоросности Kaixin

Сигнальный детектор супоросности свиноматок. Простой в обслуживании. Маленький и удобный.

№ в кат. **KAIXIN 4**

### Ультразвуковой сканер

Наилучший на рынке детектор супоросности свиней:

- диагностика супоросности начиная с 19 дней;
  - прочный, может чиститься целиком;
  - простой в использовании; • портативный аппарат;
  - батарея обеспечивает 5 часов непрерывной работы;
  - 2 года гарантии; Корпус выполнен из алюминия.
- Целиком (аппарат + батарея) весит всего 1 кг.

№ в кат. **241131**

*Предлагаются много других типов, информацию о которых можно получить у торгового представителя.*

### Гель для USG

Идеально подходит для всех типов ультразвуковых сканеров. Емкость 500 мл.

Предлагается также в емкости 5 л.

№ в кат.	Наименование
<b>290323</b>	Гель для USG, емк. 500 мл
<b>290325</b>	Гель для USG, 5 кг

### Аппарат для обнаружения супоросности DOPPLER UNITRON

Детектор супоросности свиноматок DOPPLER основан на использовании эффекта Допплера и является результатом многолетнего опыта производителя в этой области. Достигнут наиболее оптимальный компромисс между чувствительностью аппарата и невосприимчивостью к внешним шумам, вызванным движениями свиноматок. С помощью аппарата можно исследовать супоросность начиная с 18-го дня после оплодотворения, при этом слышны звуки кровотока в маточной артерии. Примерно с 32 дня после оплодотворения можно услышать звуки пульса от пуповины. На 40-й день слышны звуки сердечных сокращений плодов. Все это можно услышать, воспроизводя прилагаемую обучающую кассету.

Помимо диагностирования различных стадий супоросности Допплер может использоваться для выявления наличия мертвых плодов при протекании различных заболеваний, например, парвовируса. Во время родов можно следить за наличием еще живых плодов. Безошибочность, простота и удобство использования является основной особенностью этого аппарата.

№ в кат. **6020**





### Бахилы высокие с резинкой

- надежные и прочные;
- можно надевать на резиновую обувь;
- высота 50 см;
- упаковка: 50 шт.

№ в кат.: **260649**



### Бахилы

Цвет - синий. Короткие, пленочные. Имеют стабилизирующую резинку. Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. **260006-P**



### Комбинезон многоразовый TYVEK CLASSIC

- капюшон из 3 частей;
- резинка для подгонки капюшона к лицу;
- швы, выполненные на внешней стороне комбинезона;
- эластичные манжеты рукавов и штанин;
- молния с защитным клапаном;
- клин из 3-х частей, соединяющий штанины.

№ в кат.: **49012**



### Комбинезон одноразовый

- выполнен из флизелина;
- с резинками на рукавах и штанинах;
- застегивается на молнию;
- цвет: зеленый;
- упаковка: 1 шт.

№ в кат.	Наименование
<b>260612_P</b>	Комбинезон одноразовый, размер L
<b>260613_P</b>	Комбинезон одноразовый, размер XL
<b>260614_P</b>	Комбинезон одноразовый, размер XXL

### Панели взвешивающие

- 2 алюминиевые взвешивающие панели;
- большой и яркий дисплей, интегрированный с аккумулятором;
- специальная электроника, предназначенная для взвешивания подвижных животных;
- автоматическое тарирование;
- диапазон взвешивания: до 1000 кг.

№ в кат.	Длина панели
<b>WAW054</b>	54 см
<b>WAW080</b>	80 см



### Панели взвешивающие

- 2 высококачественные стальные взвешивающие панели;
- большой и яркий дисплей, интегрированный с аккумулятором;
- специальная электроника, предназначенная для взвешивания подвижных животных;
- автоматическое тарирование; • диапазон взвешивания: до 2500 кг.

№ в кат.	Длина панели
<b>WAW100</b>	100 см
<b>WAW145</b>	145 см
<b>WAW190</b>	190 см



### Весы мобильные платформенные, алюминиевые

WAS и WAF  
Мобильные весы для поросят, алюминиевая конструкция. 3 года гарантии на манеж.

№ в кат. **WAF**





### Весы платформенные алюминиевые

Преимуществом высококачественных весов является очень простое и прозрачное обслуживание. Применение простых и умных решений сводит стресс к минимуму. Интеллектуальная технология отвечает самым высоким требованиям. Взвешивание становится удовольствием.

Весы поставляются в собранном виде. Самостоятельно необходимо смонтировать лишь боковые панели и дверь.

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
- НАДЕЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



# ХИМИЯ И МАТЫ

9

№ в кат.	Размеры (длина x ширина)
<b>WAST120200</b>	1,20 x 2,00 м
<b>WAST120250</b>	1,20 x 2,50 м
<b>WAST120300</b>	1,20 x 3,00 м
<b>WAST120350</b>	1,20 x 3,50 м
<b>WAST120400</b>	1,20 x 4,00 м
<b>WAST145250</b>	1,45 x 2,50 м
<b>WAST145300</b>	1,45 x 3,00 м
<b>WAST145350</b>	1,45 x 3,50 м
<b>WAST145400</b>	1,45 x 4,00 м
<b>WAST145450</b>	1,45 x 1,45 м
<b>WAST145500</b>	1,45 x 5,00 м
<b>WAST176300</b>	1,76 x 3,00 м
<b>WAST176350</b>	1,76 x 3,50 м
<b>WAST176400</b>	1,76 x 4,00 м

#### Технические характеристики:

- 4 водостойкие стальные балки с максимальной грузоподъемностью 4500 кг;
- кабели, расположенные внутри стальных балок, защищены от грызунов;
- боковые панели с профилем, изготовленные из ПВХ толщиной 40 мм;
- 8 см пониженный порог облегчает животным захождение на весы;
- не требуется крепление весов к основанию;
- благодаря гладкой поверхности они легко чистятся;
- нескользящий пол, выполненный из алюминиевой плиты;
- понятный, легко читаемый дисплей (на заказ - с выходом на компьютер и принтер);
- входная дверь, открываемая с помощью дистанционной педали;
- интегрированная батарея на случай сбоя питания;
- функция закрытия в случае подвижных животных;
- автоматическое тарирование.







**“POLANA” ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ:**

- хозяйственных помещений для животных и находящегося в них оснащения;
- садовых объектов, т.е. помещений для выращивания шампиньонов, теплиц;
- ветеринарных объектов;
- средств для транспортировки животных;
- открытых объектов, то есть: погрузочных платформ, мест содержания животных перед убоем, на выставках, ярмарках и т.п.;
- помещений для животных, а также их оснащения в зоопарках;
- мат и бассейнов в санитарных шлюзах.

№ в кат.	Наименование
<b>Polana V3 1 k</b>	Polana V3, 1 кг
<b>Polana V3 5 k</b>	Polana V3, 5 кг
<b>Polana V3 25 k</b>	Polana V3, 25 кг

**Polana V3 - средство для дезинфекции**

**БИОЦИДНЫЕ СВОЙСТВА:**

Имеет широкий спектр дезинфицирующих свойств: эффективно уничтожает грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибки.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:**

Легко смешивается с водой в любых пропорциях. Рабочие растворы средства не проявляют коррозионных свойств, не являются агрессивными по отношению к металлам, стеклу, керамике, пластмассам, резине, древесине.

**СОСТАВ:**

Формальдегид, глутарал, четвертичные аммониевые соединения.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Дезинфекция осуществляется путем распыления средства на поверхности объекта и технологического оснащения, за исключением инвентаря, готовых продуктов и готовых изделий. После завершения процесса дезинфекции в хозяйственных помещениях, прежде чем загонять животных следует проветрить помещения (открыть окна, двери, включить вентиляторы).

Рабочие растворы готовятся путем добавления соответствующего количества средства “Polana” к отмеренному количеству воды.

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:**

(например: металлы, плитка, пластмассы, стены, покрытые моющимися красками и т.п.).

Выполнять раствором с концентрацией 1%. Использовать 1 литр раствора на 3-4 м2 поверхности.

Перед использованием раствора поверхность должна быть предварительно вымыта с помощью поверхностно-активных веществ.

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:**

(например: бетон, стены, не окрашенные моющимися красками и т.п.).

Выполнять раствором с концентрацией 1 %.

Использовать 1 литр раствора на 3-4 м2 поверхности.

Перед использованием раствора поверхность должна быть предварительно вымыта с помощью поверхностно-активных веществ.

**ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАТЫ И ВАННЫ:**

Используется раствор с концентрацией 1%. Замена жидкости 1-2 раза в неделю, в зависимости от состояния загрязнения.

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА:**

Препарат распылять с концентрацией 1% в виде аэрозоля. Использовать 1,5-2 литра средства на 1000 м3 объема помещения.

**Revifit**

**РЕВОЛЮЦИЯ В БОРЬБЕ С ДИЗЕНТЕРИЕЙ!**

Revifit является высококонцентрированной смесью энергетических соединений, электролитов и цинка, необходимых в современном животноводстве. Компенсирует дефицит минералов и глюкозы при диарее. Его активные компоненты эффективно защищают и восстанавливают клетки кишечного эпителия.

**При дозировании в питьевую воду, жидкий корм действует быстро и эффективно. Не требует каренции.**

**СОСТАВ:**

Eucalyptus globul, Silybium Marianus, Echinacea purpurea, Plantago lanceolata, Agnus castus, Polygala amara, лимонная кислота, хелат цинка, молочная кислота.

**СВОЙСТВА:**

Revifit помогает восстанавливать естественную микрофлору кишечника после длительного применения антибиотиков или хронической диареи. Помогает также очистить пищеварительный тракт от токсичных веществ, продуцируемых бактериями.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:**

- является превосходным промотором роста;
- нейтрализует токсины, образованные в кишечном тракте, почках и печени;
- стимулирует и улучшает функционирование печени;
  - защищает животных от диареи;
- улучшает естественную работу кишечника;
- снижает pH в желудочно-кишечном тракте.

**ДОЗИРОВАНИЕ:**

**Профилактика:**

Давать 150 мл на 1000 литров воды в течение 14 дней, когда ситуация стабильна давать 150 мл Revifit на 1000 литров воды в еженедельных циклах (неделя ДА - неделя НЕТ).

**в случае диареи:**

400 мл на 1000 литров воды в течение 5 дней, затем снизить дозу до профилактического уровня.

№ в кат.	Наименование
<b>0101L</b>	Revifit 10 л, жидкость
<b>0101-10KG</b>	Revifit 10 кг, порошок
<b>0101-25KG</b>	Revifit 25 кг, порошок





### POLsan

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ для дезинфекции и ОСУШКИ!

Осушающее, связывающее аммиак средство, с нейтральной реакцией pH. Содержит хлорамин с сильными дезинфицирующими свойствами. Устраняет места вегетации мух и других насекомых. Не оказывает воздействия на окружающую среду и оснащение хозяйственных помещений. Пакет содержит 25 кг препарата.

№ в кат. 1401



### POLmiedź

Хелаты меди помогают лечению желудочно-кишечных бактериальных, вирусных заболеваний, а также вызванных дефицитом витаминов и минералов. Они незаменимы, особенно в заключительном периоде откорма, их использование не требует каренции! Добавление в питьевую воду повышает эффективность их действия, позволяет снизить терапевтическую дозу. Их можно также применять в жидких кормах. Упаковка содержит 10 литров препарата.

№ в кат. 3110



### Hydrocare

#### НАДЕЖНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ!

Чистит и дезинфицирует. Эффективное и малорасходное. Удаляет органические загрязнения. Безопасно для людей, животных и оборудования. Может использоваться в присутствии животных. Предлагается только компанией POLnet! Упаковка содержит 10 литров препарата.

№ в кат. 2010



### Мат дезинфицирующий

Дезинфицирующие маты типа FAT, изготовленные для наружного использования из очень прочного полиэфира, стойкого к истиранию и действию низких и высоких температур. Внутри имеется пенополипропиленовая вставка толщиной 4 см. Вставка находится в непроницаемой лотке, из которого ее можно извлечь для очистки или замены. Мат не прикреплен жестко к основанию, благодаря чему он является отдельным дезинфицирующим постом.

№ в кат.	Наименование
63079099	Мат дезинфицирующий 60 x 90 x 4 для сельского хозяйства
63079098	Мат дезинфицирующий 180 x 90 x 4 для сельского хозяйства

*Предлагаются также большие по размеру маты, въездные, а также дезинфицирующие ворота*







### Мыло N50 запах 5 кг

Ручная и механическая очистка и обезжиривание оборудования, емкостей, стен, полов в домашнем хозяйстве.

**Свойства:**

- превосходно удаляет все белки и жиры растительного и животного происхождения;
- умягчает воду;
- средство не агрессивно по отношению к драгоценным металлам, стеклу, керамике, пластмассам и резине.

№ в кат. 2030



### Chinoseptan Blue Spray

Окрашивающий спрей для дезинфекции поверхностей и инструментов. Эффективен против бактерий, вирусов, патогенных грибков.

- заметная и полная дезинфекция;
- широкий спектр действия;
- длительный эффект.

Упаковка 200 мл.

№ в кат. 161077

### Средство от мух LD 100 Contact B

Инсектицидный препарат в виде жидкой суспензии для приготовления водного раствора, опрыскивания или окрашивания. Предназначен для борьбы с мухами в помещениях для животных, на фермах, сельскохозяйственных предприятиях, складах, конюшнях, скотный дворах. Емкость 500 мл.

№ в кат. LD\_100\_CONTACT



### Fumagri OPP

Бактерицидная и фунгицидная дымовая свеча для дезинфекции воздуха и поверхности помещений, например, для дезинфекции силосов, заключительная дезинфекция хозяйственных построек. Высокая эффективность против плесени и бактерий (аспергиллез, сальмонеллез). Оптимальная дезинфекция путем равномерного распределения дыма. Практичный и простой в использовании без необходимости использования дополнительных устройств. Используется без присутствия животных и человека, так как дым раздражает дыхательные пути. Банки разной емкости в зависимости от размера помещений: 25 м<sup>3</sup>, 150 м<sup>3</sup>, 500 м<sup>3</sup>, 1250 м<sup>3</sup>.

№ в кат.	Наименование
FUM_1	Fumagrar OPP, 25 м <sup>3</sup>
FUM_5	Fumagrar OPP, 150 м <sup>3</sup>
FUM_7	Fumagrar OPP, 500 м <sup>3</sup>
FUM_6	Fumagrar OPP, 1250 м <sup>3</sup>



### AGITA средство от мух

- предназначено для борьбы с мухами, тараканами и блохами;
  - для окраски или распыления на поверхности;
- после применения препарат действует в течение 6-8 недель;
- активное вещество: тиаметоксам 10%; • упаковка: 100 г и 400 г.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

**При распылении:**

Растворить 100 г препарата в 0,8 л теплой воды. Полученного раствора достаточно для помещения площадью 20 м<sup>2</sup>. Непосредственному опрыскиванию необходимо подвергнуть ок. 30% указанной площади.

**При окраске:**

Растворить 100 г препарата в 80м л теплой воды. Полученного раствора достаточно для помещения площадью 40 м<sup>2</sup>. Непосредственному нанесению необходимо подвергнуть ок. 30% указанной площади.



Упаковка	№ в кат.
100 г	-40.5016
400 г	-40.5017

### Penta 250 FS

- инсектицидный препарат в виде концентрата суспензии для разбавления водой;
- уничтожает: прусаков, тараканов, клопов, муравьев, муравьев фараона, сахарных чешуйниц, мух, комаров и моль в жилых помещениях и хозяйственных постройках;
  - после применения препарат действует в течение 2-3 месяцев;
- активное вещество: имидаклоприд 20%, альфа-циперметрин 5%;
  - упаковка: 50 мл.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применять 1% рабочую жидкость (50 мл разбавить водой до 5 л). 1 литр рабочей жидкости достаточно для 20 м<sup>2</sup> поверхности.

№ в кат. -40.00-5007



СОВРЕМЕННЫЙ  
ИНСЕКТИЦИДНЫЙ  
ПРЕПАРАТ

### ASCYP 10 WP

- инсектицидный препарат в виде порошка для приготовления водной суспензии;
- уничтожает: прусаков, тараканов, клопов, муравьев, муравьев фараона, сахарных чешуйниц, мух, комаров и моль в жилых помещениях и хозяйственных постройках;
- активное вещество: циперметрин 10%;
- упаковка: пакетик 25 г.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

##### Бегающие насекомые:

Содержание пакетика 25 г растворить в 2,5 л воды при очень большом нашествии, и в 5 л воды при меньшей степени нашествия. Распылять в районе плинтусов, дверей, внутри шкафов, в вентиляционные отверстия, трещины, щели, в которых гнездятся насекомые.

##### Летающие насекомые:

Содержимое пакетика 25 г растворить в 5 л воды. Тщательно опрыскивать поверхности потолков, возле окон и других мест, на которые садятся насекомые. Содержимого достаточно для распыления на 100 - 150 м<sup>2</sup>.

№ в кат. **ASCYP\_25G**



### POLCYP 5 WP

- инсектицидный препарат в виде порошка для приготовления водной суспензии;
- уничтожает: прусаков, тараканов, клопов, муравьев, муравьев фараона, сахарных чешуйниц, мух, комаров и моль в жилых помещениях и хозяйственных постройках;
- активное вещество: полциперметрин 5%;
- упаковка: пакетик 25 г.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

##### Бегающие насекомые:

Содержимое пакетика 25 г растворить в 2,5 л воды. Распылять препарат в местах, где гнездятся насекомые: всевозможные щели, трещины, углы стен, плинтусы, области вокруг двери, вокруг канализационных труб и труб системы ЦО, под раковиной и т.п.

##### Летающие насекомые:

При небольших количествах насекомых приготовить 0,5% рабочую жидкость - содержимое пакетика 25 г препарата развести в 5 л воды и тщательно перемешать. Распылять препарат освещенные солнцем поверхности стен, оконные рамы, дверные коробки, потолки вблизи ламп; комары - распылять на поверхности, на которые чаще всего садятся насекомые, темные, тихие уголки и углы стен.

№ в кат. **POLCYP\_25G**



### RATIMOR ОТРАВА ГРАНУЛЫ

- препарат в виде гранул;
- предназначен для борьбы с крысами и мышами в замкнутых помещениях;
- борьба с крысами: 100-150 г на каждые 5-10 м;
- борьба с мышами: 20-30 г на каждые 2-5 м;
- емкость: 250 г.

№ в кат. **12-0051**



### RATIMOR ВОСКОВЫЙ КУБИК

- препарат в форме кубиков;
- предназначен для борьбы с крысами и мышами;
- для подкладывания на открытом воздухе, при помещении в кормушках;
- стойкий к атмосферным воздействиям;
- борьба с крысами: 100-150 г на каждые 5-10 м;
- борьба с мышами: 20-30 г на каждые 2-5 м;
- емкость: 250 г.

№ в кат. **12-0058**



### RATIMOR МЯГКАЯ ОТРАВА

- препарат в виде гранул в пакетиках;
- предназначен для борьбы с крысами и мышами;
- для применения в замкнутых помещениях;
- борьба с крысами: 100-150 г (т.е. 10-15 пакетиков) через каждые 5-10 м;
- борьба с мышами: 20-30 г (т.е. 2-3 пакетика) через каждые 2-5 м;
- грызуны начинают умирать уже через 4-5 дней.

Емкость	№ в кат.
125 г	<b>12-0052</b>
500 г	<b>12-0054</b>



### Кормушка для мышей и крыс

- изготовлена из черного, прочного пластика;
- предназначена для подкладывания дератацидных препаратов;
- оснащена отверстиями и перегородками, способствующими проникновению грызунов;
- стойкая к атмосферным воздействиям;
- для размещения внутри и снаружи зданий

Тип грызуна	Размеры [см]	№ в кат.
Мыши	11 x 8 x 4	<b>-40.00-5012</b>
Крысы	39 x 9 x 8	<b>-40.00-5011</b>







### Rat Killer Perfekt гранулы

- препарат для борьбы с крысами и мышами в виде розовых гранул;
- для раскладывания вблизи убежищ и на путях перемещения грызунов;
- борьба с крысами: 30-60 г на каждые 5-10 м;
- борьба с мышами: 15-20 г на каждые 2-5 м.

Емкость	№ в кат.
90 г	-42.C2513
250 г	-42.4



### Rat Killer Super гранулы

- препарат для борьбы с крысами и мышами в виде розовых гранул;
- для раскладывания вблизи убежищ и на путях перемещения грызунов;
- борьба с крысами: 50-100 г на каждые 5-10 м;
- борьба с мышами: 20-25 г на каждые 2-5 м;
- емкость: 10 кг.

№ в кат. -42



### Rat Killer Perfekt паста

- препарат в виде пасты, расфасованной в пакетики;
- служит для борьбы с крысами и мышами в замкнутых помещениях;
- для подкладывания в неглубоких посудинах или дератацидных кормушках вблизи убежищ, путей перемещения грызунов, в тихих и сухих местах;
- грызуны начинают умирать уже через 4-5 дней с момента потребления отравы.

Емкость	№ в кат.
200 г	-39
3 кг	-40.5



### Rat Killer Perfekt кубик

- препарат однократного приема в виде кубиков с мумифицирующими свойствами;
- предназначен для борьбы с крысами и мышами;
- для использования в помещении и на открытом воздухе при помещении в кормушки;
- борьба с крысами: 2 кубика на каждые 5-10 м;
- борьба с мышами: 1 кубик на каждые 2-5 м;
- емкость: 200 г.

№ в кат. -42.6

# МАРКИРОВКА

# 10



### Мелки для маркировки животных RAIDEX



- емкость: 54 г;
- для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
- очень прочная маркировка;
- знаки сохраняются в среднем 3-4 недель.

№ в кат.	Наименование
240355	Мелок для маркировки Raidex, синий
240360	Мелок для маркировки Raidex, красный
240365	Мелок для маркировки Raidex, зеленый
240370	Мелок для маркировки Raidex, фиолетовый
240375	Мелок для маркировки Raidex, черный



### Мелки для маркировки животных Polnet

- для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
- очень прочная маркировка;
- высокое качество.

Мелки и спреи чаще всего используются для обозначения крупного рогатого скота, свиней и коз. Эта форма маркировки полезна, когда вы хотите, например, отметить вакцинированных животных, ожидающих данного лечения или приема лекарств. Мелки и спреи всегда в интенсивных цветах, видны издалека. Они действуют быстро, цвет остается на коже в течение нескольких недель.

№ в кат.	Наименование
240300	синий
240301	красный
240302	зеленый

### Мелки для маркировки животных VETPLUS

- емкость: 54 г;
- для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
- очень прочная маркировка;
- знаки сохраняются в среднем 3-4 недель.

№ в кат.	Наименование
240301	красный
240302	зеленый
240300	синий

### Спрей для маркировки животных RAIDEX

- Емкость: 400 мл;
- для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
- прочный, независимо от атмосферных условий.

№ в кат.	Наименование
744650	Мелок для маркировки Raidex, синий
744660	Мелок для маркировки Raidex, красный
744670	Мелок для маркировки Raidex, зеленый



### Татуировочный зажимный аппарат LUX

Дает возможность маркировать на ушной раковине.  
Высота знака: 7 мм.

№ в кат. **71460P**



### Цифры для татуировочного аппарата

Высота знака: 7 мм.  
Полный спектр доступных цифр и букв.

№ в кат. **71472110**

### Цифры для татуировочного аппарата

Высота знака: 20 мм.  
Полный спектр доступных цифр и букв.

№ в кат. **7185600**



### Татуировочный ударный аппарат

Дает возможность маркировать в ягодичной области.  
Высота знака: 20 мм.

№ в кат. **71107P**



### Паста Hauptner для татуировочного аппарата

№ в кат.	Наименование
71495000	Hauptner паста черная 600 г
715000	Hauptner штифт черный 80 г
71492	Hauptner туба черная 60 г











Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13 B,  
tel.: +48 61 657 67 00, +48 61 675 67 21, +48 657 67 34  
fax: +48 61 657 67 67

e-mail: [office@polnet.pl](mailto:office@polnet.pl)  
[www.polnet-wet.pl](http://www.polnet-wet.pl), [www.polnet.pl](http://www.polnet.pl)

COMPLETE VET CLINICS OFFER

[WWW.POLNET-WET.PL](http://WWW.POLNET-WET.PL)